

# Cómo usar una máscara KN95:



1

Lávese las manos y/o aplique gel antibacterial. Desdoble la máscara y aplane la varilla nasal. Sostenga la máscara debajo de la barbilla con la varilla nasal hacia arriba.

2

Coloque las bandas sobre cada una de sus orejas. Colóquese la máscara en la cara con la varilla nasal cubriendo su nariz.

3

Ajuste la varilla nasal con los dedos de ambas manos para moldearlo a la forma de su nariz.

4

Ajuste según sea necesario. Todas las partes de la máscara deben quedar ajustadas contra su cara sin dejar espacios. No deberías sentir la fuga de aire mientras respiras.

## Datos adicionales que debe saber:

- No lave ni desinfecte su máscara KN95. Con el cuidado adecuado, la máscara KN95 debe poder reutilizarse durante un período de tiempo prolongado (en dependencia del uso).
- Guarde su máscara KN95 en un lugar seguro donde no se pueda mojar.
- El vello facial puede afectar que su máscara KN95 se adhiera completamente a su rostro, lo que reduce su protección.
- Deseche y reemplace su máscara KN95 cuando se ensucie, se estire o presente algún otro daño.

